

Här ser ni vilka läkemedel som ger positivt på L&S Biotest.  
Ring 08-24 32 00 om ni har några frågor eller funderingar.

## Amfetamin 300 ng/ml

Attentin

Ludiomil

Elvanse

## Bensodiazepiner 200, 300 ng/ml

Alprazolam

Xanor

Flunitrazepam

Lorazepam

Temesta

Midazolam

Diazepam

Stesolid

Nitrazepam

Apodorm

Mogadon

Oxascand

Sobril

Halcion

## Metamfetamin 300 ng/ml

Elvanse

Lergigan Comp

## MDMA 500 ng/ml

Inga kändakorsreaktioner

## Opiater 200, 300 Ng/ml

Kodein

Altermol

Ardinex

Citodon

Panocod

Spasmofen

Treo Comp

Kodein

Palladon
Morfin
Oramorph
Dolcontin
Depolan
Spasmofen
<b>Klonazepam 100 ng/ml</b>
Iktovil
Lorazepam
Temesta
<b>LSD 10 ng/ml</b>
Inga kända korsreaktioner
<b>Metyfendiat 150 ng/ml</b>
Concerta
Ritalin
Medikinet
Medanef
Equasym Depot
<b>Zolpidem 50 ng/ml</b>
Zolpidem 50 ng/ml
Stilnoct
Edular
<b>Zopiklon 50 ng/ml</b>
Imovane
Zopiklon
<b>Pregabalin</b>
Lyrica
Pregabalin
Gabapentin
Neorontin
<b>Gabapentin 2000 ng/ml</b>
Gabapentin
Pregabalin

Lyrica
Vissa Penicillinsorter kan ge utslag ring Ljung & Sjöberg för information
<b>Kat 150 ng/ml</b>
Elvanse
Attentin
Metamina
<b>GHB</b>
Vissa Penicillinsorter kan ge utslag ring Ljung & Sjöberg för information
<b>Buprenorfine 10 ng/ml</b>
Buprenorfine
Norspan
Suboxone
Temgesic
Subutex
Bupremyl
Buprefarm
Bunalict
Espranor
Zubsolv
<b>Kokain 100 ng/ml</b>
Inga kända korsreaktioner
<b>Marijuana THC 25, 50, 200 , 800 Ng/ml</b>
Sativex
Triumeg
<b>Oxikodon 100 ng/ml</b>
Oxikodon
Oxicontin
Oxynorm
Taringiniq
Armoneve
Pallodon
Naloxon
Nexodal
Suboxone
Targiniq

Zubsolv
Prenoxad
Sandoz
Nyxoid
Bunalict
Mysimba
<b>EDDP 100 ng/ml</b>
Lergigan
<b>Fentanyl 10 ng/ml</b>
Alfentanil
Rapifen
Buspiron
Anksilon
Fentanyl
Abstal
Actic
Durogesic
Wffentora
Instanyl
Leptanal
Matrifen
Pecfent
Sufenta
Paliperidon
Xeplion
Trevicta
Invega
Allegra
Altifex
Fexofenadin
Nefoxef
Telfast
Risperidon
Rispermyl
Rispolept
Lergigan
<b>ETG 500 ng/ml</b>
Inga kända korsreaktioner